


Drucker

| Typ | Kat.-Nr. | Beschreibung | Abbildung |
|---------------------|-----------|---|---|
| Digital- drucker | 28 09 095 | Thermo-Sublimations-Drucker Mitsubishi P95DE Schnelle und einfache Einstellung am Frontpanel, USB 2.0-Anschluss, 256 Graustufen und 325 dpi Auflösung, Detailgetreue, kontrastreiche Ausdrücke Druckzeit ab 1,9Sek. (100 x 75 mm), Komplett mit Treiber-Software für Windows®-Betriebssysteme und Netzkabel. |  |

Verbrauchsmaterial:

| Typ | Kat.-Nr. | Beschreibung | |
|----------------------|-----------|---|--|
| K-65 HM/ KP-65 HM | 28 00 650 | Thermo-Papier, kontrastreich, 20 m Rolle 1 Karton á 4 Rollen | |
| K-65 HM/ KP-65 HM | 28 00 651 | Thermo-Papier, kontrastreich, 20 m Rolle 10 Kartons á 4 Rollen | |
| K-65 HM/ KP-65 HM | 28 00 652 | Thermo-Papier, kontrastreich, 20 m Rolle 25 Kartons á 4 Rollen | |

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485.
Herolab behält sich das Recht auf technische Änderungen jederzeit vor.