

- **Neu:** Zentrifugenflaschen mit weiter Halsöffnung – 70 mm
- Material: PPCO

PPCO-Flaschen 70 mm Öffnung	Volumen	Abmessungen getestet bis	Kat.-Nr. mit Deckel	Kat.-Nr. Flasche ohne Deckel	Kat.-Nr. Deckel
 Blauer Deckel	750 ml	Ø 100 x 143 mm Für Festwinkel-Rotor 8,000 rpm / 12,042 x g	25 37 30	23 37 30	25 46 80
	950 ml	Ø 100 x 167 mm Für Festwinkel-Rotor 8,000 rpm / 12,042 x g	25 37 40	23 37 40	25 46 80
	1.000 ml	Ø 100 x 181 mm Für Festwinkel-Rotor 8,000 rpm / 12,042 x g	25 37 50	23 37 50	25 46 80
 Weißer Deckel	1.000 ml	Ø 98 x 190 mm Für Festwinkel-Rotor 8,000 rpm / 12,042 x g	25 37 80	23 37 80	25 46 73
 Schwarzer Deckel	750 ml	Ø 100 x 130 mm Für Ausschwing-Rotor 4,100 rpm / 5,394 x g	25 37 35	23 37 30	25 46 81
	950 ml	Ø 100 x 154 mm Für Ausschwing-Rotor 4,100 rpm / 5,394 x g	25 37 45	23 37 40	25 46 81
	1.000 ml	Ø 100 x 168 mm Für Ausschwing-Rotor 4,100 rpm / 5,394 x g	25 37 55	23 37 50	25 46 81

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Alle Preise verstehen sich ohne MwSt., ab Werk. – Herolab behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen jederzeit vor.